???????? ?????? ?? ????? ????-??????????

Для доступу роботи з карткою контроля якості потрібно відкрити модуль **"АРМ Лаборанта"** та обрати реєстр **"Контроль якості".** В реєстрі відображаються всі картки **"Контроль якості"** створені організацією.



Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку **"Створити"** та в створені формі заповнити необхідні поля.



Після вибору **"Приладу"** нижній блок **"Показники"** автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі **"Показники"** по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.



???????? ??????????? ?? ????? ????-?????????

Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку **"Контролю якості"** та натиснути на вкладку **"Карта Леві-Дженінгза".**



Картка складається з трьох блоків:

1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"**(1)**;
2. Графік для карти Леві-Дженінгза**(2)**;
3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза**(3)** з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.

Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.



Вручну вносити результати контролю якості можна:

1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта **"Показник контролю якості"**. Заповніть поля **"Дата"** та **"Значення"**, а потім натисніть **"Ок"**. Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку **"Прийнято"**. За потреби вкажіть причину.



2. Скориставшись дією **"Додати списком"** та в сформовані таблиці внести результат по декількох показниках одразу. 

Версія #5
Урденко Маргарита створив 25 вересня 2024 13:45:59
Урденко Маргарита оновив 2 жовтня 2024 09:16:15