

??????????

- [Додати напрямлення](#)
- [Зовнішні напрямлення](#)

?????? ????????????

При відсутності направлення на лабораторні дослідження, **Лікар-лаборант** може створити направлення самостійно.

Для цього потрібно виділити пацієнта та натиснути кнопку **[Додати аналізи]**, після чого відкриється форма спецдії «**Додати аналізи**». Кнопка не активна в стані «**Внесено результат**».

Індивідуал	№ направ.	Дата направле...	Тип дослідження	Вид д...	Код а...	Аналі:
180832	7928	26.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...
180832	7927	26.12.2024	Імунологічні дослідження	Іму...	CD4	Кіл...
206313	9435	25.12.2024	Імунологічні дослідження	Іму...	CD4	Кіл...
266053	16989	25.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...
266053	16989	25.12.2024	Імунологічні дослідження	Іму...	CD4	Кіл...
75126	9434	25.12.2024	Імунологічні дослідження	Іму...	CD4	Кіл...
76129	5066	25.12.2024	Біохімічні дослідження	Біо...	BCH	Біо...
25720	234885	25.12.2024	дослідження на гепатити	Вір...	GC	ПЛ...
74765	9433	25.12.2024	Імунологічні дослідження	Іму...	CD4	Кіл...
76508	5065	25.12.2024	Біохімічні дослідження	Біо...	BCH	Біо...
727049	9432	25.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...
76215	5064	25.12.2024	Біохімічні дослідження	Біо...	BCH	Біо...
727287	9431	25.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...
248448	5905	25.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...
75177	9430	25.12.2024	Молекулярно-генетичні до...	Мо...	VN	Рів...

Вибрати зі списку вид дослідження та натиснути кнопку **[OK]**:

Додати аналіз

Індивідуальний номер пацієнта 18... № направлення 7927 від 26.12.2024

Стать Чоловіча Вік 43р.

Тип дослідження	Вид дослідження	Назва аналізу
▶ Біохімічні дослідження	Біохімічне дослідження крові	Біохімічне дослідження крові
дослідження на гепатити	Вірусний гепатит С (HCV)	Визначення вірусу гепатиту С (GeneXpert)
дослідження на гепатити	Вірусний гепатит В + С	Вірусний гепатит В + С
Дослідження на інші інфекційні захворю...	токсоплазмоз	Токсоплазмоз
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Визначення антигену криптококу
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Визначення сумарних нуклеїнових кисл...
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Виявлення антитіл класу IgG до капсидн...
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Виявлення антитіл класу IgM до капсидн...
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Ідентифікаційне дослідження на наявніс...
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Підтверджуючі дослідження на наявніст...
Імунологічні дослідження	Імунологічні	Скрінінгове дослідження на наявність се...

Дата забору біоматеріалу* 25.12.2024 00:00 № біоматеріалу 125


Ок Скасувати

Після додавання аналізу в реєстрі відображатиметься новий запис.

????????? ????????????????

При відсутності направлення на лабораторні дослідження, **лаборант** може створити направлення самостійно.

Для цього потрібно натиснути кнопку **[Додати зовнішнє направлення]**:



Після чого відкриється форма додавання направлення:

Направлення на аналізи (Створення)



Тип направлення*	<input type="text" value="X"/>	Лабораторія*	<input type="text" value="X"/>
Планова дата здачі	<input type="text"/>	Кабінет	<input type="text"/>
Звідки направлено*	<input type="text" value="X"/>	Заклад, що направив	<input type="text"/>
ЗОЗ, що направив		<input type="text"/>	
ПІБ пацієнта*	<input type="text" value="X"/>	Дата народження*	<input type="text" value="X"/>
Стать*	<input type="text" value="X"/>	Вагітність	<input type="checkbox"/>
Прийом АРТ	<input type="text"/>		

	Тип дослідження	Вид дослідження	Назва аналізу	

Вибрати всі Зняти всі Вибрано 0 з 0

Ок

Скасувати