

# Робота з реєстрами

## 1. Налаштування реєстру відображення інформації в реєстрі.

Для того, щоб переглянути будь-який реєстр потрібно в меню навігації обрати його(1), в секції(2) відображаються назви колонок присутніх в реєстрі та за якими можна провести пошук чи сортування, натиснувши правою кнопкою мишки на назву колонки ми побачимо додаткові налаштування(3) відображення реєстру та сортування в ньому.

The screenshot shows the APM Reestrura application interface. The top navigation bar includes 'Головна', 'Вигляд', 'Налаштування', 'Друк', and 'eHealth'. Below this is a toolbar with icons for creating, opening, closing, refreshing, and exporting data. The main content area is divided into a left sidebar and a main table.

The left sidebar contains a menu with the following items:

- Всі заявки лабораторії (highlighted with a red box and arrow 1)
- Створено
- В роботі
- Виконано
- Скасовано/Відмінено
- Зареєстровані зразки
- Пацієнти ЛІС
- Форми направлень


The main table displays a list of lab requests with the following columns:

Номер	Підстава	Номер картки	Пацієнт	ЗОЗ, що направ...	Ідентифікатор зр	Ідентифікатор зр	Стан	Кількіст
1015	1588 від 0.09....	№ від	, Тестов2	Інший ЗОЗ	Сортувати по зростанню	іконано	1(1)	
1014	1587 від 06.09....	№ від	, Тестов	Інший ЗОЗ	Сортувати по спаданню	іконано	1(1)	
1013	1586 від 09.05....	№ від	1231441241, ф...	Самозвернення	Очистити сортування	іконано	1(1)	
1012	1585 від 26.02....	№ від	1235674, фів ава	Самозвернення	Групувати	іконано	1(1)	
1011	1584 від 29.12....	№ від		КНП "Білоцерк...	Показати панель групування	іконано	1(1)	
1010	1583 від 02.11....	№ від		Самозвернення	Налаштування колонок	іконано	1(1)	
1009	1582 від 01.09....	№ від	020-042,	Інший ЗОЗ	Оптиміальна ширина	іконано	1(1)	
1008	1581 від 18.08....	№ від	999999, ТестТе...	КНП "Богуслав...	Оптиміальна ширина колонок	іконано	1(1)	
1007	1				Відобразити панель пошуку	іконано	1(1)	
1006	1233213123/12...					іконано	1(1)	
1005	1233213123/12...					іконано	1(1)	
1004	50 від 09.02.20...	№ від	2233445, Відсут...	КЗ КРР «Макар...		іконано	2(1)	

A context menu is open over the 'Налаштування колонок' item, showing options for sorting, grouping, and column settings. The 'Оптиміальна ширина' option is highlighted with a red box and arrow 3.



Щоб налаштувати колонки для перегляду, у меню оберіть пункт **"Налаштування колонок"** і у відкритій формі позначте або зніміть галочки біля необхідних колонок.

№ від	1231441241, ф..	<div>Очистити сортування</div> <div>Групувати</div> <div>Показати панель групування</div> <div>Налагодження колонок</div> <div>Оптимальна ширина</div> <div>Оптимальна ширина колонок</div> <div>Відобразити панель пошуку</div>	
№ від	1235674, фів ав		
№ від	,		
№ від	,		
№ від	020-042,		
№ від	999999, ТестТе.		
№ від	2233445, Відсут...	КЗ КРР «Макар...	8293
№ від	, івааааааааа...	КНП "Ірпінська...	8292
№ від	84512,	КНП "Ірпінська...	8291
№ 234143 від 3...	137828	Закарпатський...	8290
№ від	02015/125,	Військомат	8289



## 2. Пошук раніше створених заявок, зразків.

Пошук раніше створених заявок або зразків здійснюється за допомогою фільтрів у будь-якій з колонок реєстру. Для цього потрібно навести курсор на будь-яку назву колонки та натиснути на значок фільтрації.



## 3. Експорт даних реєстру в Excel.

Експорт даних з реєстру в Excel виконується за допомогою кнопки **"Експорт"**.

Всі заявки лабораторії

Створено

В роботі

Виконано

Скасовано/Відмінено

Зареєстровані зразки

Пацієнти ЛІС

Форми направлень

Номер	Підстава	Номер картки	Пацієнт	ЗОЗ, що направи	Ідентифікатор зр	Ідентифікатор зр	Стан
> 1015	1588 від 10.09....	№ від	, Тестов2	Інший ЗОЗ	12352	12	Виконано
1014	1587 від 06.09....	№ від	, Тестов	Інший ЗОЗ	12351		Виконано
1013	1586 від 09.05....	№ від	12314411241, ф...	Самозвернення	12350		Обробляється
1012	1585 від 26.02....	№ від	1235674, фів ава	Самозвернення	11350		Обробляється
1011	1584 від 29.12....	№ від		КНП "Білоцерк...	11347		Виконано
1010	1583 від 02.11....	№ від		Самозвернення	11346	101000000787	Виконано
1009	1582 від 01.09....	№ від	020-042, Ірина	Інший ЗОЗ	9300		Обробляється

Урденко Маргарита оновив 2 жовтень 2024 09:16:05