


# Створення задачі та її стани

Після створення заявки потрібно її взяти в роботу. Для **створення задачі** потрібно в реєстрі "**Створено**"(1) обрати заявку (2) та натиснути кнопку "**До виконання**" (3).

The screenshot shows the eHealth system interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Головна' (Home), 'Вигляд' (View), 'Налаштування' (Settings), 'Друк' (Print), and 'eHealth'. Below this is a toolbar with icons for 'Створити' (Create), 'Відкрити' (Open), 'Закрити' (Close), 'Оновити' (Refresh), 'Експорт' (Export), 'Створення заявки' (Create request), 'До виконання' (To do), 'Додати задачу' (Add task), 'Виконано' (Completed), 'Відмінити' (Cancel), 'Внесено помилково' (Entered incorrectly), 'Друк результатів' (Print results), and 'Відправити результат' (Send result). The 'До виконання' button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '3'. On the left side, there is a sidebar with a list of tasks under the heading 'Всі заявки лабораторії' (All laboratory requests). The 'Створено' (Created) status is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. In the main area, there is a table with columns: 'Номер' (Number), 'Підстава' (Basis), 'Номер картки' (Card number), 'Пацієнт' (Patient), 'ЗОЗ, що направи' (Referring institution), 'Ідентифікатор зр' (Request identifier), 'Ідентифікатор зр' (Request identifier), 'Стан' (Status), 'Кількість зразків' (Number of samples), and 'Створено' (Created). The first row of the table is highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. The table data is as follows:

Номер	Підстава	Номер картки	Пацієнт	ЗОЗ, що направи	Ідентифікатор зр	Ідентифікатор зр	Стан	Кількість зразків	Створено
19	12 від 04.10.20...	№ від		Інший ЗОЗ	12355		Створено	4(1)	25.09.2024 11:13
26	22 від 15.02.20...	№ від	1222-2,	Самозвернення	11348		Створено	1(1)	15.02.2024 14:29
24	1891 від 27.09...	№ 3333 від 25...	137932	ДУ "Центр Гро...	11345	1222	Створено	7(1)	05.10.2023 14:42
2	1891 від 27.09...	№ 3333 від 25...	137932	ДУ "Центр Гро...	11344		Створено	7(1)	05.10.2023 11:06
18	1891 від 27.09...	№ 3333 від 25...	137932	ДУ "Центр Гро...	11339		Створено	7(1)	04.10.2023 14:56
17	1891 від 27.09...	№ 3333 від 25...	137932	ДУ "Центр Гро...	11338		Створено	7(1)	04.10.2023 14:18

Після цього відкривається форма "**Заявка на дослідження до виконання**". Форма підтягує автоматично дані, які були попередньо заповненні при створенні заявки. Всі інші дані вам потрібно заповнити самостійно.



Поля які присутні в формі "**Заявка на дослідження до виконання**":

1. **Аналізи** - аналіз, який потрібно провести;
2. **Зразки** - зразок(ки) прийнятого матеріалу;
3. **Місце виконання (відділ)** - підрозділ призначений на обробку;
4. **Місце виконання (кабінет)** - кабінет, в якому проводиться дослідження;
5. **Показники** - які потрібно отримати в результаті аналізу;
6. **Пріоритет** - виставлення пріоритету для виконання аналізу;
7. **Відповідальний** - спеціаліст, який відповідальний за проведення дослідження;
8. **Спеціаліст** чи **Пристрій** який буде виконавцем дослідження;
9. **Вибір зі списку**, зареєстрованих в відділі спеціалістів чи пристроїв;
10. **Коментар до аналізу**;
11. За потребою створення ще одної задачі, в рамках даної заявки (відкривається форма "**Контекст виконання**").

image not found or type unknown



Задача потрапляє у реєстр **"В роботі"**. В реєстрі обираємо карту з якою потрібно працювати.

image not found or type unknown



Карта містить 3 вкладки - **"Зразки"**, **"Показники"**, **"Дії"**. В вкладці **"Зразки"** інформація доступна для редагування, в вкладках тільки для перегляду.

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



У вкладці **"Зразки"** за потребою можна провести відбракування зразку. Для того щоб це зробити потрібно натиснути кнопку **"Відбракування зразку"**.

Номер19Створено25.09.2024 11:13:49СтанОбробляється

ПідставаНаправлення №12 від 04.10.2023ЗОЗ, що направивІнший ЗОЗЛікар, що направив

Опис

Опубліковані результати досліджень

ЗразкиПоказникиДії

Ідентифікатор зразку	Ідентифікатор зразку в лабс	Опис зразку	Опис збору	Опис контейнеру	Прийняття зразку	Стан
>	12355	004, Венозна кров, Цільн...	25.09.2024 10:09	Вакутайнер з K2 (K3) EDT...	25.09.2024 11:09, admince...	Доступний

Відбракування зразку

Після відкриття форми **"Відбракування зразку"** потрібно ввести причину, дату, скановану копію документу причини, та більш повну інформацію в примітках.

image not found or type unknown



Версія #5

Урденко Маргарита створив 25 вересень 2024 08:02:55

Урденко Маргарита оновив 2 жовтень 2024 09:16:05