

???????????? ?? ???

- [Пошук пацієнта](#)
- [Створення картки пацієнта](#)
- [Внесення попередньої консультації](#)
- [Тестування на ВІЛ \(скринінг, верифікація, ідентифікація\)](#)
- [Електронний журнал по тестуванню на ВІЛ](#)

????? ????????

Інструкцію щодо пошуку пацієнта можна переглянути за посиланням [Пошук пацієнта](#)


Інструкцію щодо загального пошуку пацієнта можна переглянути за посиланням [Загальний пошук пацієнта](#)

Відео-інструкція:


<https://www.youtube.com/embed/JkwL9xKfe9o?si=x8jAUF3VPh19iqI6>

????????? ??????????????
????????????????

1. Перейдіть на ЕМК пацієнта



2. Натисніть на пункт "Попередні консультації" та кнопку "Додати"



3. Внесіть код обстеження на ВІЛ-інфекцію та хто направив, оберіть профіль ЗОЗ яке тестує та вкажіть інформацію щодо послуги з індексного тестування.

Інші поля заповнюються на розсуд медичного працівника!

Дата консультації* 07.05.2024 Спеціаліст 1

Причина взяття гі меднагляд 2 Хто направив ЛПЗ * (клінічні лікарні)

Код обстеження на ВІЛ-інфекцію* 105.1 - Особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнер

Додатковий код 3

Профіль ЗОЗ/ відділення яке тестує* 303 або відділення дерматовенерологічного профілю

Консультування

Тип консультування Не вибрано жодного значення

Файли

Завантажити 'Файли' Завантажити 'Файли'

Послугу з індексного тестування запропоновано Так Ні

Перенаправлені з ГОЦСССДМ

5 Зберегти Скасувати Далі

4. Натисніть “Зберегти”

Відео-інструкція:

https://www.youtube.com/embed/hM0hWbQt5_s?si=7NacIzjQBD8uSrn8

????????????? ?? ??? (???????????,
????????????????, ??????????????????)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. “ Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. “ Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. “ Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. “ Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

- ?????????? ?????? ? ?????????????????? ??????????????

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:



У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Скрінінгове	Дата дослідження*	24.02.2	Результат дослідження	
№ направлення	14	№ біоматеріалу	14	Лабораторний метод*	Експрес-тестування з
Підсумковий результат дослідження					
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту		
				+ Створити	

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест* Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

Результат тесту*

× 77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

FISTR, 77K2223S до 10.10.2025 Обрати

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2-0, 77K2223S до 31.10.2025

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест* FISTR, 77K2223S до 10.10.2025

Результат тесту* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест* Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Результат тесту*

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва* Eco test

Серія* S240305 1

Термін придатності* 30.09.2026 2

Ок Зберегти Скасувати 3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест* Eco test, S240305 до 30.09.2026

Результат тесту* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

Вік пацієнта: 38

Організація створення: Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ*: Скринінгове

Дата дослідження*: 24.02

Результат дослідження*: [X]

№ направлення: 14

№ біоматеріалу: 14

Лабораторний метод*: [Негативний, Позитивний, Розцінюється як невизначений]

Підсумковий результат дослідження: [Негативний, Позитивний, Розцінюється як невизначений]

ЗОЗ/Лабораторія: КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

Зберегти і закрити [✓] | Закрити [X]

Зберегти [✓] | Видалити [X] | Оновити [↻]

Аудит [ⓘ] | Історія станів [ⓘ] | Історія друку [ⓘ]

Картка | Додатково

Вік пацієнта: 38

Організація створення: Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ*: Скринінгове

Дата дослідження*: 24.02

Результат дослідження*: Позитивний

№ направлення: 14

№ біоматеріалу: 14

Лабораторний метод*: Експрес-тестуванн


Підсумковий результат дослідження: [Негативний, Позитивний, Розцінюється як невизначений]

ЗОЗ/Лабораторія: [Негативний, Позитивний]

Розцінюється як невизначений

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

Увага! При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:



Для типу «скринінгове дослідження» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта **38**
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Скринінгове** Дата дослідження* **24.02** Результат дослідження* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

- ?????????? ?????? ? ?????????????????????? ????????????????

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи Прийом препаратів Ключова інформація пацієнта

Оснoвнe

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідже	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1 2

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта **38**
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Верифікаційне** Дата дослідження* **24.02.2** Результат дослідження

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод* **Експрес-тестування з**


Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**


Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
-------------	-------------------	--------------------------	-----------------

Створити


Далі зберегти картку:




У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:



Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:



У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:



Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест* +

Результат тесту*

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання 2-х Тестів необхідно обрати «Результат дослідження» (поле обов'язкове) та «Підсумковий результат дослідження». Далі натиснути вгорі [Зберегти] або [Зберегти і закрити]:

Вік пацієнта 38

Організація створення

Тип дослідження на ВІЛ* Дата дослідження* 24.02.2

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод*

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Зберегти і закрити
 Закрити
 Зберегти
 Аудит
 Видалити
 Історія станів
 Оновити
 Історія друку

Картка Додатково

Тестування на ВІЛ

Вік пацієнта 38

Організація створення

Тип дослідження на ВІЛ* Дата дослідження* 24.02.2


№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод*

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Увага! При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:




Для типу «**верифікаційне дослідження**» можна додати тільки **два тести**:

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

• ????????? ?????? ? ???

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:



Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.

Увага! Для типу «ідентифікаційне дослідження» можна додати тільки три тести:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ* **Ідентифікаційне** Дата дослідження* **26.02.2** Результат дослідження* **Позитивний**

№ направлення **18** № біоматеріалу **18** Лабораторний метод* **Експрес-тестування :**


Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.

Помилки картки Результати тестів (Створення) ✕

 **Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ**

Ок

Вік пацієнта: 24
 Організація створення: ДУ "Центр Громадського здоров'я Міністерства Охорони Здоров'я України"
 Тип дослідження на ВІЛ*: Верифікаційне | Дата дослідження*: 22.10.2024 | Результат дослідження*: Позитивний
 № направлення: 15 | № біоматеріалу: 15 | Лабораторний метод*: Експрес-тестування за допом
 Підсумковий результат дослідження: Позитивний
 ЗОЗ/Лабораторія: Референс-лабораторія вірусологічних досліджень

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Advanced GJ	23030268	06.03.2025	Позитивний
Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	07.01.2025	Позитивний

?????????? ????? ? ?????????????? ????????

Дата початку журналу: 01.01.2024 | Дата закінчення журналу: 28.10.2024
 Регіон: м. Київ | Пошук лікувальних закладів:
 Лікувальний заклад: Центр Громадського здоров'я

№ зп	Дата проведення дослідження (число, місяць, рік)	Індивідуальний номер особи	Стать	Дата народження (число, місяць, рік)	Код обстеження	Причина обстеження	Дослідження з використанням першого ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Дослідження з використанням другого ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Дослідження з використанням третього ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Остаточний результат дослідження (обведіть один результат)
							Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	
1	22.10.2024	5636K	Ч	01.01.2000		ВІЛ-статус	Експрес тест BLI	77K2223S	10.2025	Поз	Advanced GJ	23030268	03.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	01.2025	Поз	Поз
2	23.10.2024	5636K	Ч	01.01.2000		Ідентифікація	RAPID TEST	53553L2AC	03.2026	Поз	Abbot Determine	0000864560	06.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADDH036	01.2025	Поз	Поз
ПІДСУМОК СТОРІНКИ						ВІЛ-статус - 1 Ідентифікація - 1	Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нев - 0 Усього - 2

???? ??????? ???? ? ?????? ?????????????? (????????? ?? ??????????????), ?? ?????????????
 ?????????? ? ?????? ?????????????? ? ??????????????