

?????????? ?? ???


- [Пошук пацієнта](#)
- [Створення картки пацієнта](#)
- [Внесення попередньої консультації](#)
- [Тестування на ВІЛ \(скринінг, верифікація, ідентифікація\)](#)
- [Електронний журнал по тестуванню на ВІЛ](#)

????? ?????????

Пошук пацієнта можна здійснити через реєстри:

- **Пацієнти**
- **ЕМК (електронна медична картка)**

Щоб побачити всі наявні картки пацієнтів, необхідно перейти в обраний реєстр та натиснути кнопку “Оновити”:



Перелік карток пацієнтів буде виведено у головній формі:

АРМ інфекціоніста

Пацієнти

Пацієнти, зняті з обліку

Партнери

ЕМК

Мой ЕМК Амбулаторного відділення

Мой ЕМК Станіонарного відділення

Записи на прийом моєї організації

Рецепти

Відача препаратів

Повідомлення

Направлення пацієнта

Доступ до даних пацієнтів

Відкриті картки

ЕМК

Ари опіатора

Індивідуальний номер	Ім'я	По батькові	Рік народження	Стать	Номер амбулаторної карт	Номер стаціонарної карт	Відділення стаціонару	Район (прож.) населеног
77777	Хавер	Тахирджанович	1982	Чоловіча	947 с 1011 від 06.10.2011			Дніпровський
362264	Мохаммед Табія Кадім	Нікіфорович	2022	Жіноча				
698995	Доло	Шев	1956	Жіноча				
737312	Рюмєйса	Тахирджанович	1978	Чоловіча				
742322	Йожеф	-----	1998	Чоловіча	34 від 08.04.2024			
674456	Лютелі	Авагович	1978	Чоловіча	030303 від 04.04.2024		Заводський	
214330	Чоудхурі	Геропілович	1976	Жіноча	5465456 від 01.04.2024			
66518	Миксим	Атанасійович	1973	Жіноча	33 від 02.04.2024			
351113	Миксим	Анаталійович	1986	Жіноча	12683 від 20.06.2022			
736947	Сабрі	Дмитрієв	1992	Чоловіча	13324 від 05.03.2024			
736940	Лютелі	В'ячеславович	2000	Чоловіча	13323 від 05.03.2024			
736941	Тамара-Валентина	Дмитрієв	1993	Чоловіча	13322 від 05.03.2024			
165096	Етека	Тахирджанович	1983	Чоловіча	166/р-П від 04.01.2022			
736942	Алесь	Забітович	2003	Чоловіча	13327 від 05.03.2024			
353096	Ераст	Франівна	1988	Жіноча	353096 від 07.07.2022		Інгульський	
135238	Камелія	Мігальович	1984	Чоловіча	П.1057 / 080170 від 30...			
657042	Гарросі	Мігальович	1986	Чоловіча	657042 від 18.01.2023		Центральний	
693489	Рифе	Мігальович	1975	Чоловіча	693489 від 19.06.2023		Інгульський	
350477	Томі	Іовівна	1986	Чоловіча	539489 від 14.06.2022			
70636	Тині	Абас-Олі	1981	Жіноча	238/8 від 06.04.2016			
231867	Савех	Василєвич	1979	Чоловіча	349/24 від 05.11.2019			
349793	Рекан	Савмазанович	1981	Жіноча	12597 від 07.06.2022			
311817	Ротка	Родіонович	1985	Жіноча	442/74 від 09.06.2021			
299364	Тині	Родіонович	1974	Жіноча	408/40 від 15.03.2021			
303463	Іфейітєв Сусан	Василєв	1982	Чоловіча	421/53 від 07.04.2021			
330556	Мухаммадікбол	Савіонович	1992	Чоловіча	475/107 від 04.11.2021			
226069	Шохік	Вікторієв	1976	Чоловіча	359/6 від 16.06.2020			
186326	Рабіє	Шев	1970	Жіноча	580/80 від 06.10.2022			
660859	Шохік	Дмитрієв	1991	Чоловіча	608/11 від 08.02.2023			
163400	Лютелі	Зіядович	1986	Чоловіча	574/74 від 08.09.2022			
338281	Камелія	Рафеджанович	1986	Чоловіча	505/15 від 20.01.2022			
728525	Миксим	Шамієв	1973	Жіноча				
70653	Гарросі	ростиславович	1977	Чоловіча	243/13 від 08.07.2016			
70592	Томі	Расімієв	1973	Чоловіча	90/6 від 13.01.2010			
701067	Зухаль	В'ячеславович	1967	Чоловіча				
344933	Тамара-Валентина	Вікторієв	1972	Чоловіча	527/37 від 14.04.2022			
353892	Юзєвк	Лєонідівна	1987	Чоловіча	554/64 від 14.07.2022			
60316	Рішє	Шамієв	1973	Жіноча	645/36 від 30.04.2016			

Фільтрація

Пошук

Очистити

Персональні дані

Прізвище

рівняється

Ім'я

рівняється

По батькові

рівняється

Дата народження

рівняється

Стать

рівняється

Тип документу

рівняється

Номер

рівняється

Дата видачі

рівняється

Ідентифікаційні дані

Індивідуальний номер

рівняється

Тип

рівняється

Код контингенту

рівняється

Не вибрано жодного значення

Станіонар

Облік

Медичні дані

Місце проживання

Мой консультації

Аудит

Щоб здійснити пошук конкретного пацієнта/пацієнтів в реєстрах **Пацієнти/ЕМК**, які відповідають певним умовам пошуку, можна скористатися правою боковою панеллю фільтрації даних.

Зверніть увагу, що **пошук за Прізвищем пацієнта** можна здійснити тільки через **реєстр ЕМК**:

Фільтрація

Пошук Очистити

Персональні дані

Прізвище починається  
коваль

Ім'я починається

По батькові починається

Дата народження рівне

Стать рівне

Тип документу рівне

Номер починається


Дата видачі рівне

Ідентифікаційні дані

Індивідуальний номер починається


Тип рівне

Також в системі передбачена можливість **фільтрувати дані** за будь-яким стовпчиком. Для цього слід навести курсор мишки на назву стовпчика, натиснути на знак фільтрування, вибрати одну з умов ("рівне" - запис має повністю співпадати; "починається" - запис має починатися введеними значеннями; "містить" - запис має містити введені значення; для фільтрації стовпчиків, які містять числові дані використовуються умови - "більше", "більше або дорівнює", "менше", "менше або дорівнює", "між"; "порожнє" - немає даних, "не порожнє" - будь-які дані), внести дані, за якими буде проводитись пошук та натиснути "Застосувати":




Результат пошуку буде відображено в головній формі системи.

Якщо пацієнта не знайдено, з'явиться повідомлення:



Перед наступним пошуком не забувати очистити задані параметри в фільтрах попереднього варіанту пошуку. Для цього натиснути кнопку "Очистити" або кнопку в нижній частині екрану:




## **Відео-інструкція:**

<https://www.youtube.com/embed/jkwL9xKfe9o?si=x8jAUF3VPh19iqI6>


????????? ?????? ?????????

Якщо виконано пошук пацієнта в ІС СЗХ та пацієнт відсутній, необхідно **створити картку пацієнта**.

Перейти в реєстр "**Пацієнти**"



Натиснути кнопку "**Створити**".




Відкривається порожня картка, в якій необхідно **заповнити дані пацієнта**:


Поля, позначені  - обов'язкові для заповнення, для збереження картки необхідно їх заповнити.

**УВАГА! Поле "По батькові" необхідно заповнювати обов'язково. Виключення становлять пацієнти, у котрих взагалі відсутнє по батькові в документах**

Після внесення даних натискаємо кнопку "Зберегти"



Якщо при заповненні даних в полі документ було обрано тип документу Import, Заява тощо, і при збереженні з'явиться повідомлення:



В такому випадку необхідно номер такого документу зробити більш складним і спробувати зберегти ще раз.

Якщо при заповненні даних в полі документ було обрано тип Паспорт, біометричний паспорт тощо, необхідно звернутися до технічної підтримки IC C3X для надання інформації стосовно наявності картки пацієнта в системі. Детальніше [тут](#).


**Картка пацієнта** збережена в системі. Пацієнту буде присвоєно **Індивідуальний номер**. В подальшому за цим **індивідуальним номером** можна здійснювати **пошук пацієнта** в реєстрах.






????????? ??????????????  
????????????????

1. Перейдіть на ЕМК пацієнта



2. Натисніть на пункт “Попередні консультації” та кнопку “Додати”



3. Внесіть код обстеження на ВІЛ-інфекцію та хто направив, оберіть профіль ЗОЗ яке тестує та вкажіть інформацію щодо послуги з індексного тестування.

Інші поля заповнюються на розсуд медичного працівника!

Дата консультації\* 07.05.2024 Спеціаліст 1

Причина взяття гі меднагляд 2 Хто направив ЛПЗ \* (клінічні лікарні)

Код обстеження на ВІЛ-інфекцію\* 105.1 - Особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнер

Додатковий код 3

Профіль ЗОЗ/ відділення яке тестує\* 303 або відділення дерматовенерологічного профілю

Консультування

Тип консультування Не вибрано жодного значення

Файли

Завантажити 'Файли' Завантажити 'Файли'

Послугу з індексного тестування запропоновано ☐ Так ☒ Ні

☐ Перенаправлені з ГО/ЦСССДМ

Зберегти Скасувати Далі 5

4. Натисніть “Зберегти”

### Відео-інструкція:

[https://www.youtube.com/embed/hM0hWbQt5\\_s?si=7NacIzjQBD8uSr8](https://www.youtube.com/embed/hM0hWbQt5_s?si=7NacIzjQBD8uSr8)

???????????? ?? ??? (?????????,  
????????????, ??????????????)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. “ Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. “ Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. “ Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. “ Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

• ????????? ???? ? ????????????? ??????????

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:



У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

The screenshot shows the 'Дослідження на ВІЛ' (HIV tests) form. The fields are: 'Вік пацієнта' (Patient age) with value '38'; 'Організація створення' (Creation organization) with value 'Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"'; 'Тип дослідження на ВІЛ\*' (HIV test type) with value 'Скрінінгове' (Screening); 'Дата дослідження\*' (Test date) with value '24.02.2'; 'Результат дослідження' (Test result) with a dropdown arrow; '№ направлення' (Referral number) with value '14'; '№ біоматеріалу' (Biomaterial number) with value '14'; 'Лабораторний метод\*' (Laboratory method) with value 'Експрес-тестування з' (Express testing with); 'Підсумковий результат дослідження' (Summary test result) with a dropdown arrow; and 'ЗОЗ/Лабораторія' (Clinic/Laboratory) with value 'КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"'. At the bottom, there is a table with columns: 'Назва тесту' (Test name), 'Номер серії тесту' (Test serial number), 'Термін придатності тесту' (Test shelf life), and 'Результат тесту' (Test result). In the bottom right corner, there are three icons: a plus sign (+), a pencil (edit), and a trash can (delete). A red box and a red arrow point to these icons.

Далі зберегти картку:

The screenshot shows a dialog box titled 'Результат тесту' (Test result). It contains a question mark icon and the text 'Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?' (To perform the operation, it is necessary to save the card. Continue?). There are two buttons: 'Так' (Yes) and 'Ні' (No). The 'Так' button is highlighted with a red box.

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

**FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025**

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2.0, 77K2223S до 31.10.2025

Обрати

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «Додати», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по черговій дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Eco test

S240305

30.09.2026

Ок Зберегти Скасувати

1

2

3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Eco test, S240305 до 30.09.2026

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **×**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Негативний**  
**Позитивний**  
**Розцінюється як неві**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити

✓ Зберегти ✕ Аудит

🗑️ Видалити 🕒 Історія станів

🔄 Оновити 🕒 Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуван**

Підсумковий результат дослідження **Негативний**  
**Позитивний**  
**Розцінюється як невизначений**

ЗОЗ/Лабораторія

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

**Увага!** При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

❌ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «**скринінгове дослідження**» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта **38**  
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* **24.02** Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення **14** № біоматеріалу **14** Лабораторний метод\* **Експрес-тестуванн**

Підсумковий результат дослідження **Позитивний**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

• ?????????? ?????? ? ?????????????????? ??????????????

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта

Оснoвнe

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідже	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1. **Верифікаційні дослідження на ВІЛ**

2. **[Створити]**

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта **38**  
 Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування з**

Підсумковий результат дослідження

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
-------------	-------------------	--------------------------	-----------------

**[Створити]**

Далі зберегти картку:



Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

× 2025

Abbott, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADDH036 до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADI030A до 12.06.2025

boson, 23020903 до 02.02.2025

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

Обрати

Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

boson, 23020903 до 02.02.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергові дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

×

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Вериф

78645

30.10.2025

Ок Зберегти Скасувати

1 2 3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\* **Вериф, 78645 до 30.10.2025** +

Результат тесту\* **Позитивний**

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле обов'язкове) та «**Підсумковий результат дослідження**». Далі натиснути вгорі [**Зберегти**] або [**Зберегти і закрити**]:

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження\* **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування**

Підсумковий результат дослідження **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

Зберегти і закрити Закрити Зберегти Виділити Оновити Аудит Історія станів Історія друку

Картка Додатково

Тестування на ВІЛ

Вік пацієнта **38**

Організація створення **Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Тип дослідження на ВІЛ\* **Верифікаційне** Дата дослідження\* **24.02.2** Результат дослідження\* **Позитивний**


№ направлення **15** № біоматеріалу **15** Лабораторний метод\* **Експрес-тестування**

Підсумковий результат дослідження **Негативний** **Позитивний** **Розцінюється як невизначений**

ЗОЗ/Лабораторія **КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"**

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

**Увага!** При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:



Для типу «**верифікаційне дослідження**» можна додати тільки **два тести**:

Вік пацієнта	38																
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"																
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	24.02.24	Результат дослідження*	Позитивний												
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15	Лабораторний метод*	Експрес-тестування												
Підсумковий результат дослідження	Позитивний																
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"																
<table border="1"><thead><tr><th>Назва тесту</th><th>Номер серії тесту</th><th>Термін придатності тесту</th><th>Результат тесту</th></tr></thead><tbody><tr><td>test</td><td>2424</td><td>04.07.2025</td><td>Позитивний</td></tr><tr><td>Вериф</td><td>78645</td><td>30.10.2025</td><td>Позитивний</td></tr></tbody></table>						Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту	test	2424	04.07.2025	Позитивний	Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту														
test	2424	04.07.2025	Позитивний														
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний														

- ????????? ?????? ? ???

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.


**Увага!** Для типу «**ідентифікаційне дослідження**» можна додати тільки три тести:

Вік пацієнта	38		
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"		
Тип дослідження на ВІЛ*	Ідентифікаційне	Дата дослідження*	26.02.2
Результат дослідження*	Позитивний		
№ направлення	18	№ біоматеріалу	18
Лабораторний метод*	Експрес-тестування :		
Підсумковий результат дослідження	Позитивний		
ЗОЗ/Лабораторія	КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"		

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.

Помилки картки Результати тестів (Створення)


Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

???????????????? ???? ??

???????????? ? ??

????! ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ? ??????  
????????????? ?? ?? ??????: ?????, ????? ?????? ?? ?????? ?????????????? ?????:

Вік пацієнта	24				
Організація створення	ДУ "Центр Громадського здоров'я Міністерства Охорони Здраво'я України"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Верифікаційне	Дата дослідження*	22.10.2024	Результат дослідження*	Позитивний
№ направлення	15	№ біоматеріалу	15	Лабораторний метод*	Експрес-тестування за допомогою швидкого тесту
Підсумковий результат дослідження	Позитивний				
ЗОЗ/Лабораторія	Референс-лабораторія вірусологічних досліджень				

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	07.01.2025	Позитивний
Advanced	GJ24040554	23.04.2026	Позитивний

? ?????? «?????????? ?? ??» ?????? ? «????? ? ??????????? ?? ?? ??» (1). ?????? ?????????? (2), ?????? ??? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????? [?????????] (3):

Тестування на ВІЛ

Пациенти  
ЕМК  
Дослідження на ВІЛ  
Результати досліджень  
Pepfar Indicator HTS TST  
Журнал з тестування на ВІЛ ШТ

Дата початку журналу 01.01.2024  
Регіон м. Київ  
Лікувальний заклад Центр Громадського здоров'я

Дата закінчення журналу 28.10.2024  
Пошук лікувальних закладів

Перегляд

1

2

3

Медична документація  
Форма первинної облікової документації  
№ 498-5/о  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ МОЗ  
05 квітня 2019 року № 794

ЖУРНАЛ  
реєстрації взяття крові та результатів досліджень з виявлення  
серологічних маркерів ВІЛ з використанням швидких тестів

????????????? ?????????? ?????????????? ? ?????? ?????????????? ? ?????????????????? ??????????????  
?????????????, ??? ?????? ?????????????? ??? ??????????????

Вік пацієнта

24

Організація створення

ДУ "Центр Громадського здоров'я Міністерства Охорони Здоров'я України"

Тип дослідження на ВІЛ\*

Верифікаційне

Дата дослідження\*

22.10.2024

Результат дослідження\*

Позитивний

№ направлення

15

№ біоматеріалу

15

Лабораторний метод\*

Експрес-тестування за допом

Підсумковий результат дослідження

Позитивний

ЗОЗ/Лабораторія

Референс-лабораторія вірусологічних досліджень

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Advanced GJ	23030268	06.03.2025	Позитивний
Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	07.01.2025	Позитивний

?????????? ????? ? ?????????????? ????????:

Дата початку журналу

01.01.2024

Дата закінчення журналу

28.10.2024

Регіон

м. Київ

Пошук лікувальних закладів

Лікувальний заклад

Центр Громадського здоров'я

2

Сторінка номер

2

100%

Пошук

Шукати далі

№ з/п	Дата проведення дослідження (число, місяць, рік)	Індивідуальний номер особи	Стать	Дата народження (число, місяць, рік)	Код обстеження	Причина обстеження	Дослідження з використанням першого ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Дослідження з використанням другого ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Дослідження з використанням третього ШВИДКОГО (ЕКСПРЕС) ТЕСТУ				Остаточний результат дослідження (обведіть один результат)			
							Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат	Назва тесту	Номер серії	Термін придатності	Результат				
1	22.10.2024	5636K	Ч	01.01.2000		ВІЛ-статус	Експрес тест BLI	77K2223S	10.2025	Поз	Advanced GJ	23030268	03.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADH030C	01.2025	Поз	Поз			
2	23.10.2024	5636K	Ч	01.01.2000		Ідентифікація	RAPID TEST	53553L2AC	03.2026	Поз	Abbot Determine	0000864560	06.2025	Поз	Bioline HIV 1/2 3.0	03ADDH036	01.2025	Поз	Поз			
ПІДСУМОК СТОРІНКИ							ВІЛ-статус - 1 Ідентифікація - 1				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2				Поз - 2 Нег - 0 Нед - 0 Усього - 2			

???? ?????????? ?????? ? ?????? ?????????????? (????????? ?? ??????????????), ?? ?????????????? ?????????????? ? ?????? ?????????????? ? ??????????????????